

eylys

KIT DE CUIDADO OCULAR

Antifaz ocular térmico + rodillo de masaje

Calor suave y constante para una rutina sencilla de cuidado ocular diario.

MODEL ECKW



DISEÑADO POR UN ESPECIALISTA EN CÓRNEA

Una innovación de Oculab para el cuidado ocular

DISPONIBLE EN LATINOAMÉRICA A TRAVÉS DE JK MEDICAL

Una rutina de calor ocular más constante

Diseñado para reemplazar la incomodidad y el enfriamiento rápido de las compresas tibias tradicionales

LA IDEA DETRÁS DE EYLYS

El especialista en córnea Dr. Hemal Kenia desarrolló el Kit de Cuidado Ocular Eylys después de observar lo difícil que puede ser mantener una rutina práctica de calor ocular. Tras un desarrollo de producto enfocado, Oculab presentó un sistema reutilizable que combina un antifaz térmico contorneado con un rodillo manual para masaje de los párpados.



PRIORIDADES DE DISEÑO PARA EL USO DIARIO

1 Ajuste 3D contorneado para los ojos

Las zonas elevadas de contacto ocular están diseñadas para apoyarse alrededor de los ojos cerrados y favorecer un ajuste cómodo.

2 Tres niveles de calor

Los indicadores azul, verde y rojo corresponden a las selecciones de calor bajo, medio y alto.

3 Sesión de cinco minutos

El antifaz se apaga automáticamente después de cinco minutos para un uso cómodo y controlado.

4 Alimentación USB-C

Conéctelo con el cable USB-C a USB-C incluido y una fuente de alimentación USB-C compatible.

5 Superficie de calentamiento uniforme

El diseño térmico está pensado para distribuir calor de manera uniforme sobre el área de los ojos.

6 Rutina portátil

El antifaz reutilizable y el rodillo manual facilitan la rutina de cuidado ocular en casa, en el trabajo o durante los viajes.

Diseñado pensando en los ojos

Construcción contorneada, controles sencillos y selección de calor codificada por colores



NIVELES DE CALOR CODIFICADOS POR COLOR



AZUL

Calor bajo

Presione el mismo botón de control para avanzar por los modos disponibles.



VERDE

Calor medio

Presione el mismo botón de control para avanzar por los modos disponibles.



ROJO

Calor alto

Presione el mismo botón de control para avanzar por los modos disponibles.

Una sesión de calentamiento controlada de cinco minutos

Al encenderlo, el antifaz comienza en el modo azul. Seleccione el nivel de calor que le resulte cómodo, coloque suavemente el lado contorneado sobre los ojos cerrados y descance durante la sesión. El dispositivo se apaga automáticamente después de cinco minutos.

Una rutina sencilla de cuidado ocular

Úselo únicamente según las indicaciones del manual de usuario vigente de Eyllys

ANTIFAZ TÉRMICO

Preparar

1

Limpie y seque el rostro y el área de los ojos. Inspeccione el antifaz, el cable y el conector antes de usarlo.

Conectar y seleccionar

2

Conecte el cable USB-C a USB-C incluido a una fuente de alimentación compatible. Encienda el antifaz y seleccione el modo azul, verde o rojo según su comodidad.

Colocar

3

Cierre los ojos y ajuste suavemente sobre ellos el lado contorneado. No apriete en exceso. Apoye la cabeza cómodamente durante la sesión de cinco minutos.

Finalizar

4

El antifaz se apaga automáticamente. Desconéctelo después de usarlo y deje que se enfríe antes de guardarlo o limpiarlo según las indicaciones.

RODILLO DE MASAJE

Use una presión suave

5

Con los ojos cerrados, utilice el rodillo incluido únicamente según las indicaciones. Evite ejercer presión sobre el globo ocular y deténgase si el movimiento causa dolor o molestias.

Nota importante sobre comodidad y seguridad

No lo use sobre ojos lesionados, infectados, con inflamación aguda o recientemente operados, salvo que un profesional de la salud ocular lo indique específicamente. Suspenda el uso y solicite asesoramiento profesional si presenta dolor, visión borrosa persistente, enrojecimiento que empeora, irritación o síntomas que no mejoran. No se duerma mientras utiliza el antifaz.

Todo lo necesario para la rutina

Kit de Cuidado Ocular Eylys, modelo ECKW



CONTENIDO DE LA CAJA

1

Antifaz ocular térmico Eylys

2

Rodillo manual para masaje ocular

3

Cable USB-C a USB-C

4

Manual de usuario

Descripción general del producto

Modelo: ECKW Sesión: 5 minutos con apagado automático
Uso: dispositivo reutilizable para el cuidado ocular personal

Selección de calor: 3 modos Conexión de alimentación: USB-C a USB-C



KIT DE CUIDADO OCULAR

Calor constante. Rutina sencilla.



DISPONIBLE EN LATINOAMÉRICA A TRAVÉS DE JK MEDICAL

La disponibilidad y las afirmaciones autorizadas del producto varían según el país.

JK Medical, Inc.

Contacto del distribuidor para Latinoamérica

Oficina: +1 (352) 324-3091

Móvil: +1 (407) 342-8575

Correo: info@jkmedicalinc.com

Web: www.jkmedicalinc.com

Fabricante

Oculab Private Limited

Mumbai, India

www.oculab.in

Para uso personal de cuidado ocular y bienestar. Este folleto es una descripción comercial y no reemplaza el manual de usuario ni el asesoramiento médico profesional.

La disponibilidad del producto, el estado regulatorio, el etiquetado, las indicaciones, las advertencias, el empaque y los accesorios incluidos varían según el país. Confirme la versión autorizada localmente antes de la venta o el uso. Las imágenes del producto son ilustrativas.